



**INAMED s.r.o.**  
Ďumbierska 4  
831 01 Bratislava

Príloha č. 2/8

## Technické parametre BioGlue

Použitie biologického lepidla BioGlue je okrem iného indikované aj u pacientov s disekciou aorty na zlepenie disekčného plátu – disekčného kanálu, k zlepovaniu syntetického a biologického materiálu – cievnych protéz s biologickým tkanivom, na heomstázu.

Základné vlastnosti:

- neformaldehydové
- bezricínové
- aplikácia priamo zo striekačky v hrote ktorej prichádza k automatickému premiešaniu lepidla čo umožňuje okamžitú aplikáciu
- možnosť sutury po aplikácii lepidla
- balenie v objeme 2ml, 5ml, 10ml
- skladovanie pri teplote 0-25 °C (izbová teplota)
- expiračná doba 3 roky