

Peha-haft®

Elastické fixačné ovínadlo s dvojnásobným kohéznym efektom

Charakteristika

- Neuvoľňuje sa, neposúva sa.
- Nie je potrebné konečné upevnenie, príľne samo na seba, nelepí sa na pokožku, vlasy ani odev.
- Veľmi dobrá priedušnosť, dobrá absorpčná schopnosť.
- Pri použití netreba jednotlivé obtáčky prekryvať, obväz sedí pevne, bez záhybov, neškrťí, neobmedzuje pohyb kĺbov.
- Vďaka príľnavosti veľmi malá spotreba.
- Nesterilné.
- Neobsahuje latex.

Použitie

- Na fixačné obvazy všetkého druhu, predovšetkým na kĺboch a oblých alebo kónických častiach tela.
- Na upevnenie materiálov s výstelkou, kanýl a pod.
- Na podporné a kompresívne obvazy.

Technická špecifikácia

Krepová štruktúra a mikrobodová impregnácia vytvárajúca kohézny efekt.

Typy produktu

Peha-haft – biela farba.

Peha-haft Color – červená a modrá farba.



kohézne elastické fixačné ovínadlo	šírka	číslo výrobku	fakturačná jednotka	prepravná jednotka
Peha-haft dĺžka 4 m v napnutom stave	4 cm	932 441	bal. à 1 ks	140 ks
	6 cm	932 442	bal. à 1 ks	140 ks
	8 cm	932 443	bal. à 1 ks	140 ks
	10 cm	932 444	bal. à 1 ks	140 ks
	12 cm	932 445	bal. à 1 ks	140 ks
Peha-haft kotúč, dĺžka 20 m v napnutom stave	6 cm	932 447	bal. à 1 kotúč	24 ks
	8 cm	932 448	bal. à 1 kotúč	24 ks
	10 cm	932 449	bal. à 1 kotúč	24 ks
	12 cm	932 450	bal. à 1 kotúč	24 ks
Peha-haft Color červené, 20 m v napnutom stave	6 cm	932 460	bal. à 1 ks	24 ks
	8 cm	932 461	bal. à 1 ks	24 ks
	10 cm	932 462	bal. à 1 ks	24 ks
Peha-haft Color modré, 20 m v napnutom stave	6 cm	932 473	bal. à 1 ks	24 ks
	8 cm	932 474	bal. à 1 ks	24 ks
	10 cm	932 475	bal. à 1 ks	24 ks
Peha-haft Color*, 4 m	10 cm	300 004	bal. à 1 ks	20 ks

Peha-haft® Color

MEDICÍNSKE ZARIADENIE

Všeobecný opis výrobku/účel použitia

Peha-haft® Color je súdržný konformný obvaz na fixáciu primárnych a sekundárnych obväzov (ako sú dlahy, sadry, katétre a kanyly), najmä na kĺboch, ako aj na kónických a okrúhlych častiach tela. Používa sa na stabilizáciu svalov, šliach, väzov, kĺbov s nízkym imobilizačným účinkom. Vyrába sa zo 40 % bavlny, 31 % viskózy a 29 % polyamidu. Je určený na jednorazové použitie a môžu ho používať poučení laici a zdravotnícki pracovníci na neporušenú pokožku v klinickom a domácom prostredí.

Kohezívne fixačné obvazy sa považujú za zdravotnícku pomôcku triedy I.

Aplikácia/indikácia

Peha-haft® color je súdržný konformný obvaz, ktorý sa môže použiť pri lekárskech zákrokoch, keď je potrebné krátkodobo alebo dlhodobo ošetriť akútne a chronické rany alebo keď je potrebná mierna imobilizácia v kombinácii so zdravotníckym zariadením. Je vhodný na fixáciu:

- primárne a sekundárne obvazy
- kanyly, katétre, hadičky a podobné zdravotnícke pomôcky
- dlahy, sadry a podobné zdravotnícke pomôcky

Katalógové čísla (Professional)

REF	Názov	Veľkosť	Obväzy na skladací box	Jednotivo zabalené
932460	Peha-haft farba Červená	6 cm x 20 m	1	Nie
932461	Peha-haft farba Červená	8 cm x 20 m	1	Nie
932462	Peha-haft farba Červená	10 cm x 20 m	1	Nie
932473	Peha-haft farba Modrá	6 cm x 20 m	1	Nie
932474	Peha-haft farba Modrá	8 cm x 20 m	1	Nie
932475	Peha-haft farba Modrá	10 cm x 20 m	1	Nie
300021	Peha-haft farba Červená RU	6 cm x 20 m	1	Nie
300022	Peha-haft farba Modrá RU	6 cm x 20 m	1	Nie
300023	Peha-haft farba Modrá RU	8 cm x 20 m	1	Nie
300010	Peha-haft farba Biela RU	4 cm x 20 m	1	Nie
300012	Peha-haft farba Biela RU	6 cm x 20 m	1	Nie
300013	Peha-haft farba Biela RU	8 cm x 20 m	1	Nie
300014	Peha-haft farba Biela RU	10 cm x 20 m	1	Nie
300018	Peha-haft farba Biela RU	12 cm x 20 m	1	Nie
300024	Peha-haft farba Modrá DE	6 cm x 21 m	1	Nie
300025	Peha-haft farba Modrá DE	8 cm x 21 m	1	Nie

Peha-haft® Color

Katalógové čísla (súkromný platený dizajn)

REF	Názov	Veľkosť	Obväzy na skladací box	Jednotlivo zabalené
932500	Peha-haft Farba modrá DE,FR,NL,PL	4 cm x 4 m	1	Nie
932501	Peha-haft Farba modrá DE,FR,NL,PL	6 cm x 4 m	1	Nie
932502	Peha-haft Farba modrá DE,FR,NL,PL	8 cm x 4 m	1	Nie
300004	Peha-haft Farba modrá HU, SK, CZ	10 cm x 4 m	1	Nie
932700	Peha-haft farba Modrá SK,ES,PT,IT	6 cm x 4 m	1	Nie
932702	Peha-haft farba Modrá SK,ES,PT,IT	8 cm x 4 m	1	Nie
932467	Peha-haft farba Modrá RU	4 cm x 4 m	1	Nie
932468	Peha-haft farba Modrá RU	6 cm x 4 m	1	Nie
932469	Peha-haft farba Modrá RU	8 cm x 4 m	1	Nie
932470	Peha-haft farba Modrá RU	10 cm x 4 m	1	Nie
932487	Peha-haft farba Červená RU	4 cm x 4 m	1	Nie
932488	Peha-haft farba Červená RU	6 cm x 4 m	1	Nie
932489	Peha-haft farba Červená RU	8 cm x 4 m	1	Nie
932490	Peha-haft farba Červená RU	10 cm x 4 m	1	Nie
932483	Peha-haft farba Biela RU	4 cm x 4 m	1	Nie
932484	Peha-haft farba Biela RU	6 cm x 4 m	1	Nie
932485	Peha-haft farba Biela RU	8 cm x 4 m	1	Nie
932486	Peha-haft farba Biela RU	10 cm x 4 m	1	Nie

V prípade potreby: Zariadenie na jedno použitie

Opätovné použitie zdravotníckej pomôcky na jedno použitie je nebezpečné. Opätovné spracovanie pomôcok s cieľom ich opätovného použitia môže vážne poškodiť ich integritu a výkon. Informácie sú k dispozícii na požiadanie.

Likvidácia výrobku

S cieľom minimalizovať riziko možného nebezpečenstva infekcie alebo znečistenia životného prostredia by sa pri likvidácii jednorazových komponentov Peha-haft® color mali dodržiavať postupy v súlade s platnými a miestnymi zákonmi, pravidlami, predpismi a normami na prevenciu infekcií.

Peha-haft® Color

Hlásenie incidentov

Pre pacienta/užívateľa/tretiu stranu v Európskej únii a v krajinách s rovnakým regulačným režimom (nariadenie (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach); ak počas používania tejto pomôcky alebo v dôsledku jej používania došlo k závažnej udalosti, nahláste ju výrobcovi a/alebo jeho splnomocnenému zástupcovi a vášmu vnútroštátnemu orgánu.

Výkonnostné charakteristiky výrobku

Vlastníctvo	Požiadavky
Šírka	4,0 cm; 6,0 cm; 8,0 cm; 10,0 cm; 12,0 cm
Dĺžka, natiahnutá	4 m; 20 m; 21 m
Predĺženie, MD	105 %
Súdržná sila	45 cN/cm
Odvíjacia sila	15-125 cN/cm
Hmotnosť na plochu (natiahnutá)	39,0 g/m ²

Označovanie

Číslo šarže s 9-miestnym

kódom, napr:



explinácia
definícia

4

[4 = 2024]
rok

999

[000-999]
Sériová výroba
objednávka

01

XX

1

len na interné účely

Dátum výroby

Napr:



2015
rok

04
mesiac

07
deň

Dátum spotreby

Napr:



2018
rok

04
mesiac

07
deň

Trvanlivosť: 3 roky

Technický list

Peha-haft® Color

Zdravotnícke zariadenie

MD

Jedinečný identifikátor zariadenia

UDI

Označenie CE

CE

Nepoužívajte opakovane



Udržujte v suchu



Uchovávajte mimo dosahu slnečného svetla



Dátum revízie textu: 2024-04-19